


Packungsinhalt

- 12g Zement in zwei automatisch vermischenden Doppelkolbenspritzen
- 12 Mischkanülen
- 1 Anmischblock

Physikalische Daten

- IMPROV[®] bietet eine einheitliche Verarbeitungszeit von etwa 90 Sek
- IMPROV[®] sollte bei 23°C Zimmertemperatur gelagert werden oder im Kühlschrank
- Die maximale Befestigungszeit beträgt schätzungsweise 3 Minuten
- Haltbarkeit: 1,5 Jahre

	Bezeichnung	Art.-Nr.:	Preis/€	Menge
	ImProv [®] Implantat - Zement	4400	99,00	
	Ersatz Mischkanülen (25 Stück)	5500	19,00	

ImProv[®] ist ein eugenolfreier provisorischer Zement auf Akryl-Urethanbasis, der speziell zum zementieren von implantatgetragenen Restaurationen entwickelt wurde. Das ImProv[®] eignet sich auch für die Befestigung auf natürlichen Zähnen. Die perfekt ausgewogenen Hafteigenschaften sorgen für eine ausgezeichnete Retention der Suprakonstruktion und gleichzeitig für eine problemlose Abnehmbarkeit. Ebenso garantiert die mechanische Festigkeit auch im Bedarfsfall eine langfristige Retention.

ImProv[®] haftet nicht am Weichgewebe, so dass Überschüsse mühelos und zeitsparend entfernt werden können. Das verbesserte Handling durch die Doppelkolbenspritzen ermöglicht eine sparende Applikation und ist dadurch für den Anwender wesentlich wirtschaftlicher. Die Packung wird mit zwei Doppelkolbenspritzen und 12 Mischkanülen geliefert.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Juni 2021

Praxis/Labor

Unterschrift/Stempel

Straße/Nr.

Datum

PLZ/Ort

Ansprechpartner

Distributed by Dentegris

Dentegris Service & Logistic Center

Kommandanturstraße 1 | DE-47495 Rheinberg | shop.dentegris.de
Tel.: 02841-88271-0 | Fax: 02841-88271-20 | www.dentegris.de