




Spritzenform für eine optimale Handhabung und Applikation

Durchdachte Vorderkanüle: lang, abgewinkelt, drehbar und abnehmbar

Sichere Aspirationsposition durch eine Verriegelung des Kolbens




Ausfilterung des Knochenmaterials



Ausfluss des Blutes und Anschluss des Absaugschlauches


Applikation des Knochenmaterials



Ihre Vorteile

- **Wirtschaftliche und dauerhafte Investition (Instrument aus 100 % Edelstahl, nur der Filter wird ausgewechselt)**
- **Filter mehrmals verwendbar bei demselben Patient**
- **Filter in einer 6er oder 12er Packung (jeder individuell und steril verpackt)**



	Bezeichnung:	Art.-Nr.:	Preis/€	Menge
	Knochensammler inkl. 3 Einwegfilter	12 010	199,90	
	6 sterile Einwegfilter	12 006	44,90	
	12 sterile Einwegfilter	12 012	79,90	

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.
 Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten! Stand: Januar 2017

Praxis/Labor	Unterschrift/Stempel
Straße/Nr.	Datum
PLZ/Ort	Ansprechpartner